



iDuolys





Hace 5 años Promotal llevó a cabo el estudio más amplio jamás realizado en Europa y Oriente Medio. En este estudio de tres años de duración, en el que participaron más de 200 profesionales de la salud, se detectaron tres necesidades esenciales: ofrecer un trato igualitario a las personas con movilidad reducida, realizar exámenes médicos eficaces y disponer de equipos ergonómicos. iDuolys es la última revolución de Promotal. Hemos diseñado una camilla mixta de diseño depurado y aéreo con el objetivo de mejorar su comodidad y la de sus pacientes gracias a que ofrece la posición de recepción más baja del mercado, una óptima posición ginecológica, múltiples posiciones configurables y unos movimientos autónomos dos veces más rápidos.



RECEPCIÓN



**POSICIÓN
ELEVADA**



DECLIVE



PROCLIVE



GINECOLOGÍA



TRATO IGUALITARIO

DISMINUYA EL ESFUERZO DE SUS PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA GRACIAS A:

- > Una posición de recepción del paciente situada a 53 cm de altura
- > Unos movimientos eléctricos suaves y seguros
- > Ser compatible con una grúa móvil para enfermos
- > Poder pasar sin esfuerzo de la posición de recepción a la ginecológica

EXAMINE A TODOS SUS PACIENTES CON LA MISMA COMODIDAD:

- > Peso máximo del paciente hasta 250 kg



EFICACIA

MAYOR FLUIDEZ AL EFECTUAR SU EXAMEN MÉDICO GRACIAS A:

- > Un diván 2 en 1: ginecológico y generalista
- > Estribos integrados fáciles de usar (en función del modelo)
- > Pedal con función de doble clic para cambiar de posición sin tener que usar el mando a distancia
- > Movimientos dos veces más rápidos
- > De movimientos autónomos, una pulsación basta para poner la camilla en posición
- > Manejo intuitivo y posición de recepción del paciente preconfigurada
- > Una posición «Home» reconfigurable

FACILITE LA LIMPIEZA DE SU ENTORNO GRACIAS A:

- > Ruedas retráctiles que se accionan eléctricamente manteniendo pulsado el botón del mando a distancia (en función del modelo)
- > Tapicería del asiento desenfundable y sin costuras



ERGONOMÍA

CAMBIE DE POSICIÓN SIN ESFUERZO:

- > Movimientos eléctricos: altura, respaldo central, proclive/declive
- > Respaldo exterior regulable por resorte a gas
- > Altura variable de 53 cm a 99 cm
- > Grabación de dos posiciones 100 % configurables
- > Estribos integrados

MEJORE EL CONFORT DE SUS PACIENTES GRACIAS A:

- > Una posición 100 % ginecológica



3060-40

Patines: estribos con anclajes

3065-40

Patines: estribos retráctiles

3060-50

Ruedas retráctiles, estribos con anclajes

3065-50

Ruedas retráctiles, estribos retráctiles

3060-60

Ruedas de 125 mm, estribos con anclajes

3065-60

Ruedas de 125 mm, estribos retráctiles

OPCIONES ACCESORIOS




Par de apoyapiernas
(en lugar de los estribos con anclajes)
Ref. 30840




Toma integrada
EU: Ref. 30400-01EU
RU: Ref. 30400-01UK



Batería de funcionamiento
Ref. 3092-01



Cortocircuitos
Ref. 3058-01



Carrete de cable
(4 m)
Ref. 3032-01XX



Ruedas antiestáticas
Ref. 3031-01



Bandeja urológica
(en lugar de la bandeja estándar)
Ref. 2061-30



Toma equipotencial
Ref. 2059-01



Par de perneras
(en lugar de los estribos con anclajes)
Ref. 30845



Mando a distancia inalámbrico
Ref. 3041-25
(Modelo con ruedas retráctiles)
Ref. 3041-20 (otros modelos)



Anclajes
Ref. 166



Par de apoyapiernas
Ref. 840



Par de fundas
para los apoyapiernas
Ref. 861



Varilla portasueros
con dos colgadores
Ref. 985-01



Varilla portasueros
autobloqueante con dos
colgadores
Ref. 2985-01



Apoyabrazos
(unidad)
Ref. 2536



Funda para los apoyabra-
zos (unidad)
Ref. 2537



Par de estribos
Ref. 850



Cojín apoyacabezas para
tapicería lisa
Ref. 1102-10



Par de anclajes sobre guía
Ref. 878-12



Prolongación del respaldo
Ref. 2055-01



Pedal
con cable Ref. 3051-10
sin cable Ref. 3051-20



Rejilla resistente a las
salpicaduras
Ref. 12677-01



Par de guías con anclajes
Ref. 2065-78



Par de empuñaduras simples
plastificadas
Ref. 856



Par de barandillas
(solo para tapicería lisa)
Ref. 85114-01




Lámpara
(consulte la documentación)




Par de perneras
Ref. 12845

Modelo 3065-50



Modelo 3065-60



COLORES DISPONIBLES
PARA LA TAPICERÍA Y
LA BASE DE LA ESTRUCTURA*

- | | | |
|------------------------|--|---------|
| 32 - AZUL COBALTO* | | CLASSIC |
| 93 - VERDE OSCURO* | | |
| 35 - ROJO* | | |
| 34 - AMARILLO* | | |
| 91 - BLANCO | | |
| 92 - AZUL MARINO* | | |
| 56 - NEGRO | | VITAMIN |
| 57 - ANTIESTÁTICO | | |
| 64 - MORADO | | |
| 67 - AZUL ATOLÓN | | |
| 66 - ROJO CORAL* | | COSY |
| 63 - VERDE AMARILLO | | |
| 80 - AZUL CIELO | | |
| 81 - VERDE MENTA* | | |
| 65 - LILA LAVANDA* | | |
| 96 - GRIS ACERO* | | |
| 82 - GRIS PIZARRA* | | |
| 83 - MARRÓN AVELLANA | | |
| 84 - MARRÓN CHOCOLATE* | | |

*Colores que disponen de una base de la estructura a juego. Los otros colores se suministran con una base de la estructura blanca.