

| Funciones                                               | Estación Central | Estación de Trabajo | Estación de Visualización | CMS Viewer  | Mobile Viewer |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| Gestionar dispositivos en red                           | Sí               | No                  | No                        | No          | No            |
| Almacenar datos de monitoreo localmente                 | Sí               | No                  | No                        | No          | No            |
| Admitir/Dar de alta/Transferir pacientes                | Sí               | Sí                  | No                        | No          | No            |
| Gestionar alarma                                        | Sí               | Sí                  | No                        | No          | No            |
| Cambiar ajustes de dispositivos de monitoreo            | Sí               | Sí                  | No                        | No          | No            |
| Proporcionar indicadores de alarma visuales y auditivos | Sí               | Sí                  | Sí                        | solo visual | solo visual   |
| Realizar monitoreo en tiempo real                       | Sí               | Sí                  | Sí                        | Sí          | Sí            |
| Cambiar ajustes de visualización                        | Sí               | Sí                  | Sí                        | Sí          | Sí            |
| Revisar pacientes online                                | Sí               | Sí                  | Sí                        | Sí          | Solo eventos  |
| Revisar pacientes dados de alta                         | Sí               | Sí                  | Sí                        | Sí          | No            |
| Imprimir reportes                                       | Sí               | Sí                  | Sí                        | Sí          | No            |

# BeneVision

## Sistema de Monitoreo Central



[illegible]