


Analizador de venas Vein Finder BVF-263

Dispositivo médico Portable de mano buscador de la vena para niños y adultos. Vein Finder es una herramienta de observación de la vena, investigado y desarrollado por la tecnología de iluminación LED avanzada, que puede ser ampliamente utilizada para la punción venosa.

Es pequeño, portátil y fácil de usar.



Fuente luminosa led, infrarrojo cercano

Aplicaciones para punción venosa

Otras características de mano, sin contacto



Características técnicas

Effective positive projection distance: 29cm~31cm

Light projection: 300lux~1000lux

Active radiation contains wavelength light: 750nm~980nm

Electrical source: lithium ion polymer batteries

service voltage: d.c. 3.0V~4.2V

Net weight: 0.28±0.02kg

Prevent into the liquid level: IPX0

Packing list

