

HyBase V8


Mesa quirúrgica

Flexibilidad para múltiples disciplinas, el diseño modular del tablero está adaptado a las diferentes necesidades quirúrgicas. El desplazamiento longitudinal de hasta 350 mm junto con su gran capacidad de carga facilita los procedimientos quirúrgicos.

Seguridad en las diferentes posiciones, cumpliendo los requisitos para aumentar la seguridad de los pacientes mediante el sistema inteligente de prevención de colisiones (ICPS™).



Eficiente en cada paso, las cuatro ruedas de doble giro facilitan el desplazamiento de la mesa en cualquier dirección. La función opcional E-drive aumenta la eficiencia de la cirugía.

- Desplazamiento longitudinal hasta 350 mm para el libre acceso al arco en C
- Posición de la mesa más baja de 595 mm para neurocirugía
- 18 movimientos eléctricos, como el cuerpo motorizado y la función E-drive, que se adaptan a diversas necesidades quirúrgicas.
- ICPS™ para evitar la colisión de los componentes de la mesa durante el movimiento
- Tecnología de indicación codificada por colores para avisar a tiempo cuando se trata de grandes grados de Trendelenburg y posiciones de Trendelenburg inversas
- Almohadilla de descompresión multicapa con diseño impermeable y sin costuras
- Control manual Bluetooth para un control sin obstáculos en los quirófanos





Datos técnicos



Cabecero		Respaldo	
Movimiento hacia arriba	Max. 45°	Movimiento hacia arriba	Max. 90°
Movimiento hacia abajo	Max. 90°	Movimiento hacia abajo	Max. 45°




Posición Trendelenburg		Inclinación lateral	
Trendelenburg	Max. 36°	Izquierda	Max. 26°
Trendelenburg inverso	Max. 36°	Derecha	Max. 26°





Pernas		Silla de playa	
Movimiento hacia arriba	Max. 80°	Respaldo hacia arriba	Max. 55°
Movimiento hacia abajo	Max. 90°	Trendelenburg	Max. 25°
		Pernas hacia abajo	Max. 70°




Desplazamiento longitudinal (opcional)	Desplazamiento longitudinal máximo: 350mm
Desplazamiento longitudinal hacia la cabeza	Max. 190mm
Desplazamiento longitudinal hacia los pies	Max. 160mm



Posición Flex		Posición Reflex	
Posición Flex	Max. 220°	Posición Reflex	Max. 110°
Trendelenburg Inverso	Max. 20°	Trendelenburg	Max. 30°
Hacia abajo	Max. 20°	Hacia arriba	Max. 40°



Elevador corporal (opcional)	
Elevador corporal hacia arriba	Max. 120mm
Anchura elevador corporal	86mm



www.mindray.com

P/N:ENG-HyBase V8 Datasheet-210285X2P-20210819
©2021 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. All rights reserved.

mindray
healthcare within reach