


THERMOLABIL

Frigorífico de Farmacia

Cumple con los requisitos que establece la norma DNI 13277

REF.: TH-081



Registro de datos cada 10 minutos durante 24 meses
Interfaz con puerto USB para **exportar** datos

Alarmas




Puerta abierta
Fallo alimentación
Temperatura MÁX/MÍN
Batería baja
Temperatura ambiente extrema

Capacidad: 130L

2 Estantes
1 Cesto

Puerta con sistema de calefacción anticondensación



EQUIPOS ALTAMENTE SILENCIOSOS | 41,8 dB (A)

Características generales



Rango de **temperatura** entre 2°C - 8°C



Cerradura integrada para mayor seguridad



Patas **regulables** en altura



Control de temperatura por **sensores**



Puerta de **crystal** con doble acristalamiento



Refrigeración ventilada

Dimensiones

MEDIDAS INTERNAS*

55,4 x 51 x 58,8 cm

MEDIDAS EXTERNAS*

65 x 62,5 x 81 cm

MEDIDAS EMBALAJE*

72,3 x 70,3 x 88 cm



PESO NETO

51kg

PESO BRUTO

61kg

*Frente x fondo x alto



Parámetros técnicos

Rango de temperatura	5°C
Temperatura ambiente	16°C~32°C
Nivel de Ruido	41,8 dB (A)
Clasificación climática	N
Fuente de alimentación	50Hz

Equipo frigorífico

Compresor	1 pieza
Método de refrigeración	Refrigeración directa
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Grosor de aislamiento	48 mm
Panel de control	Microprocesador
Pantalla	Digital

Datos Constructivos

Exterior	PCM
Interior	Chapa de aluminio pulverizado Acero inoxidable (opcional)
Estantes	2+1. Estantes de alambre de acero plastificado
Acceso puerto de prueba	1 pieza. Diámetro 25mm
Patas regulables	2 + 2
Registros de datos	USB
Intervalo de registro	10min
Grabación del registro	24 meses
Interfaz	Contacto de alarma a distancia, RS485
Batería de reserva	Sí



Alarmas acústicas y visuales

TEMPERATURA

Temperatura alta
Temperatura baja
Temperatura ambiente alta

SISTEMA

Fallo del sensor
Error comunicación con placa base
Puerta entreabierta

ELECTRICIDAD

Fallo de corriente eléctrica
Batería baja

