



Endelner Feld 9 • D - 46286 Dorsten
Tel.: +49 (0) 23 69 . 20 85 - 35
Fax: +49 (0) 23 69 . 20 85 - 10
E-mail: diagnostik@ticmed.de
Web: www.ticmed.de

Otros productos de la gama DIAGNOSTIC

- **GALILEO** Sistema de urodinámica de alta calidad+ Vídeo
- **NEWTON** Sistema de urodinámica compacto y flexible
- **KOPERNIKUS** Sistema de medición de uroflujiometría y EMG
- **CASSINI** Manometría anal con EMG
- **SMARTFLOW** Sistema inalámbrico de medición del flujo urinario

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE UROFLUJOMETRÍA

En constante comunicación con los usuarios y estrecha colaboración con los especialistas y los organismos de investigación, **tic Medizintechnik** desarrolla sofisticadas soluciones de diagnóstico para médicos en los campos del diagnóstico funcional, el tratamiento para el suelo pélvico y el tratamiento de la impotencia.

Nuestros sistemas de diagnóstico y tratamiento tienen una excelente reputación en consultas privadas, hospitales, clínicas privadas y los mejores hospitales universitarios. La seguridad es nuestra máxima prioridad en el desarrollo de productos, y no la perdemos de vista ni un momento.



Sistema de uroflujometría

Innovador diagnóstico primario con reproducción de voz

DIAGNÓSTICO PRIMARIO
DE UROPORT^{NG}

UROPORT^{NG} es un sistema de uroflujometría eficiente y económico especialmente diseñado para el uso cotidiano en clínicas y consultas.

Características destacadas

- Innovador manejo con asistencia de voz
- Impresora térmica de 4", de alta velocidad y con función Easy-Load
- Unidad de pesaje de gran precisión
- Montaje en pared opcional
- Rápidamente operativo y fácil de limpiar
- Escala de la curva de volumen (25 ml/s o 50 ml/s)
- Modos de medición ajustables (automático/manual)
- Determinación de los parámetros de incontinencia urinaria según la ICS
- Nomogramas de Siroky y Liverpool (*opcional*), desactivables
- Lector de tarjetas para la tarjeta sanitaria electrónica (G2) (*opcional*)
- Impresión personalizada (médico/información de clínica/logo)
- No se queda desfasado gracias a la función de actualización

Impreso de una medición con UroPort^{NG}

