

eKOMPACT

LA TECNOLOGÍA POLIVALENTE



eKOMPACT

Promotal ha llevado a cabo el mayor estudio realizado hasta la fecha en el ámbito del mobiliario de reconocimiento médico con 200 médicos de 6 países europeos. Esto nos permite hoy en día desarrollar productos

adaptados de alto valor añadido. eKompact es hoy en día la mesa de exploración de altura regulable más adaptada a las necesidades de los profesionales de la salud y su entorno. Además de su posición sentada, su almacenamiento y sus estribos retráctiles integrados le permiten realizar un examen completo en una mesa de 1m³. Se convierte en un verdadero asistente para el paciente y el profesional al adaptarse a su morfología y preferencias gracias a sus posiciones favoritas memorizables y a sus movimientos autónomos.

**GARANTÍA
2 AÑOS**

**CAPACIDAD DE CARGA
205 KG**

**EXTENSIÓN DE
REPOSAPIERNAS
INTEGRADA
(AL MISMO NIVEL QUE
EL ASIENTO)**

**ESTRIBOS
RETRÁCTILES
INTEGRADOS**

**ALTURA VARIABLE
DE 48 A 99,5 CM
ANCHO: 72 CM**

**LA MESA ESTÁ
EQUIPADA CON:**

- 1 CAJÓN LATERAL «PASS THROUGH» (52X37X9)
- 1 CAJÓN FRONTAL (50X17X7)

MODELOS

40235-01	EKOMPACT MODELO ESTÁNDAR
40235-20	EKOMPACT MODELO ONE TOUCH
40235-25	EKOMPACT MODELO PREMIUM (+ PANEL LATERAL ABS + PEDAL INALÁMBRICO)
235150-70	TAPICERÍA DE CONFORT SIN COSTURAS*

* Anchura 72 cm, compatible con los 3 modelos, a pedir por separado, se entrega sin montar.



TRATAMIENTO IGUALITARIO

REDUCE LOS ESFUERZOS DE SUS PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA CON:

- › Una posición de recepción del paciente sentado a 48 cm
- › Movimientos eléctricos suaves y seguros
- › Cambiar de la posición de sentado para el examen a acostarse sin esfuerzo gracias a la extensión del reposapiernas integrada

EXAMINE A TODOS SUS PACIENTES CON LA MISMA FACILIDAD:

- › Hogar hasta 205 kg
- › Tapicería de confort - ancho 72 cm

ASEGURE SUS EXÁMENES:

- › Sensores de seguridad
- › Batería de seguridad



EFICIENCIA

TIENE TODO LO QUE NECESITA EN 1M³:

- › Una posición ginecológica con estribos retráctiles y ajustables
- › Una bandeja ginecológica de ABS (acero inoxidable opcional)
- › 2 cajones de almacenamiento (1 cajón lateral «Pass Through» y 1 cajón frontal)
- › Un portarrollos de gran capacidad integrado en el respaldo (longitud máxima 50 cm - diámetro 20 cm)
- › Rieles de asiento (opción)

HACER QUE SUS EXÁMENES SEAN MÁS FLUIDOS GRACIAS A:

- › Los movimientos autónomos, 1 impulso es suficiente para ponerla la posición (según modelo)
- › Al control intuitivo y a su posición de recepción de pacientes ya configurada
- › Pedal inalámbrico (opción)

HAGA FÁCIL LA LIMPIEZA DE SU MESA:

- › Tapicería sin costuras
- › Bandeja de ABS extraíble
- › Ruedas que se pueden activar eléctricamente mediante un contacto continuo (movimiento sencillo de la mesa, solo para la limpieza)




ERGONOMÍA

CAMBIAR DE POSICIÓN SIN NINGÚN ESFUERZO:


- › Sofá totalmente eléctrico : Altura, respaldo
- › Registro de 3 posiciones 100 % configurable

CUALQUIERA QUE SEA SU ESPECIALIDAD


- › Ginecólogo, médico de cabecera, pediatra



REF. 272-01
REPOSAPIERNAS A
RAS DE SUELO




REF. 278-01
PAR DE RIELES
25X10 MM



REF. 40996-01
CAJÓN DE
CALENTAMIENTO



REF. 4051-20
PEDAL INALÁMBRICO




REF. 40966-01
BANDEJA DE ACERO
INOXIDABLE
(REEMPLAZANDO LA BANDEJA STF)



REF. 12851-01
PAR DE CORREAS PARA
EL SOPORTE DE LAS
PIERNAS GOEPPELS



REF. 40400-1 EU/UK/US
REF. 40400-2 DK/IT/AUS/CH
TOMA DE CORRIENTE
INTEGRADA Y CONEXIÓN
EQUIPOTENCIAL




REF. 878-12
ABRAADERA
DESIZANTE PARA
RIELES DE 25X10 mm,
Ø 16/18 mm




REF. 879-10
ABRAADERA
ROTATIVA PARA
RIELES 25x10 mm




REF. 236-01
REPOSABRAZOS
(+ 878-12)




REF. 2537
CUBIERTA PARA
REPOSABRAZOS




REF. 245-01
PAR DE GOEPPELS
(+ 2x 878-12)




REF. 2056-02
PORTARROLLOS
AJUSTABLE
(350-800 mm)




REF. 11679-01
REPOSACABEZAS




REF. 2985-01
GANCHOS DEL
SISTEMA PS 2 CROC.
AUTOCIERRE
(+ 878-12)



REF. 985-01
VARILLA PARA SUERO DE CIERRE
AUTOMÁTICO 2 GANCHOS
(+ 878-12)



REF. 295-01
TAPA DE SOPORTE
DE LA LÁMPARA PARA
RIELES* 25X10 MM



REF. 295-10
SOPORTE DE LA
LÁMPARA
WELCH-ALLYN




REF. 40RVS100L
FIJACIÓN DEL BRAZO
RVS100
A LA IZQUIERDA




REF. 40RVS100R
FIJACIÓN DEL BRAZO
RVS100
A LA DERECHA

MODELO
40235-01 / 40235-20 / 40235-25



MODELO
40235-01 / 40235-20 / 40235-25 + Opción 272-01



PESO NETO
COUCH : 187 kg
UPHOLSTERY : 12 kg

PESO BRUTO
COUCH : 220 kg
UPHOLSTERY : 16 kg

VOLUMEN DEL PAQUETE
COUCH : 0,70 m³
UPHOLSTERY : 0,16 m³

COLORES DE LA TAPICERÍA

32 - AZUL		CLASSIC
93 - VERDE OSCURO		
35 - ROJO		
34 - AMARILLO		
91 - BLANCO		
92 - AZUL MARINO		VITAMIN
56 - OSCURO		
57 - ANTIESTÁTICO		
64 - MORADO		
67 - LAGUNA		
66 - FUCSIA		COSY
63 - MAÍZ		
80 - CELESTE		
81 - VERDE AGUA		
65 - LILA		
96 - ESTAÑO		COSY
82 - GRIS		
83 - NATURAL		
84 - CHOCOLATE		COSY

NOMADE® www.agence-nomade.re