

iHolterECG

	iHolterECG
	
Capacidad de registro	6 días (3 canales) 48 h (12 canales)
Función marcapasos	SI (20.000 Hz)
Tasa de muestreo	128 / 1024
Conversión A/D	8 - 16 bits
Transferencia Datos	USB – Tarjeta SD
Pantalla	LED
Memoria	2 GB
Batería	1 Pila Alkalina AAA
Registro actividad paciente	No

SOFTWARE iHolterECG

- ✓ Anti-aliasing
- ✓ Análisis completo automático de 3 canales
- ✓ Análisis completo automático de 12 canales
- ✓ ST y QT análisis
- ✓ Análisis inteligente complejo QRS con 99.9% de acierto
- ✓ Detección automática de artefactos en 5 minutos
- ✓ Identificación de bloqueos cardíacos
- ✓ Identificación de turbulencias
- ✓ Variabilidad del ritmo cardíaco
- ✓ Detección marcapasos. Soporte de todos los modelos.
- ✓ Base de datos con función de exportación, importación, archivo, transferencia de datos y otras funciones.
- ✓ Posibilidad de diagnosis remota
- ✓ Detección deceleración ritmo cardíaco
- ✓ Análisis MTWA
- ✓ Detección de Fibrilación Auricular, flutter, OSAS (apneas)
- ✓ Gráfico de tendencia de onda P

iHolterECG

